

Crown Cutter „SOFTY“-longlife

ISO Nr.: 807 ... 523 ...

Drehzahl / speed
15' - 20000 Upm / rpm


Fig.-Nr./shape no.	345	345
Ø 1/10 mm	090	100
Kl/hl	030	030
VE / packaging unit	1	1

204 WST / CA A

51143 **51141**

104 HST / HP B

50143 **50141**



**Voll diamantiert
Sintered diamond**

Für Schneidezähne und Prämolaren.
For incisives, premolars.

Für Molaren / *For molars.*


Weichschneidende Sinterdiamantscheibe zum Trennen von Kronen und Brücken. Bei korrektem Gebrauch keine Verletzung der Gingiva! 1 Scheibe ist ausreichend zum Trennen von ca.15-20 Kronen! Nur mit Wasserkühlung einsetzen!

Soft cutting sintered diamond disc for separating crowns and bridges. If correctly used it doesn't harm the gum! 1 disc sufficient for approximately 15-20 crowns! Use only with water cooling!

Sortiert je 1 Stück
Bestell-Nr. 521439 (WST)
Assorted, 1 piece each order-no. 521439 (CA)
Sortiert je 1 Stück
Bestell-Nr. 520439 (HST)
Assorted, 1 piece each order-no. 521439 (HP)



Richtige Anwendung des Crown Cutters.
Correct use of the crown cutter.



Falsche Anwendung des Crown Cutters, kein Verkanten beim Trennen.

Incorrect use of the crown cutter, don't tilt the disc during cutting the crown.

Kronentrenner Hartmetall FG / Crown Cutters Carbide FG

ISO Nr.: 500 314 ... 137 ...

Drehzahl / speed
30' - 300000 Upm / rpm


Fig.-Nr./shape no.	139
Ø 1/10 mm	012
VE / packaging unit	2

Fig.-Nr./shape no.	196
Ø 1/10 mm	012
VE / packaging unit	2

314 FG

411581

411582



Anwendung:
Zum Trennen von Kronen und Brücken.

Usage:
for separating crowns and bridges.

Sortiert je 1 Stück
Bestell-Nr. 411583
Assorted, 1 piece each order-no. 411583

Kario Cut Hartmetall / Roseburs Carbide

ISO Nr.: 500 ...

Drehzahl / speed
1' - 20000 Upm / rpm

Fig.-Nr./shape no.	001	001	001	001	001	001	001	001
Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023	027
Verzahnung / cut	006	006	006	006	006	006	006	006
VE / packaging unit	2	2	2	2	2	2	2	2

204 WST / CA	<u>117510</u>	<u>117512</u>	<u>117514</u>	<u>117516</u>	<u>117518</u>	<u>117521</u>	<u>117523</u>	<u>117527</u>
104 HST / HP	<u>117010</u>	<u>117012</u>	<u>117014</u>	<u>117016</u>	<u>117018</u>	<u>117021</u>	<u>117023</u>	<u>117027</u>



Anwendung:
Entfernen kariöser Stellen

Application:
for removing carious spots



Kario Longcut Hartmetall / Roseburs Long Carbide

ISO Nr.: 500 ...

Drehzahl / speed
1' - 20000 Upm / rpm

Fig.-Nr./shape no.	001	001	001	001	001
Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018
Verzahnung / cut	006	006	006	006	006
VE / packaging unit	2	2	2	2	2

205 WST / CA	<u>117510-L</u>	<u>117512-L</u>	<u>117514-L</u>	<u>117516-L</u>	<u>117518-L</u>
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Anwendung:
Entfernen kariöser Stellen

Application:
for removing carious spots

